


Microplacas PCR

FRAMEstar Plates

- Dos componentes (evaporación reducida)
- Resistentes a la deformación
- Cumplen norma ANSI-SBS para pre y post PCR
- Diseño optimizado para sellado adhesivo y tapones
- Recomendadas para volúmenes de reacción reducidos
- Diseño de pared fina para Fast PCR
- Ideales para uso en Robótica
- Integridad de los pocillos garantizada
- Libres de DNA, RNAsas y DNAsas
- Producción en sala blanca
- Distintos colores y código de barras opcionales

FrameStar with upstand



4Ti-0730/C - 4Ti0730/# - 4Ti0731

FrameStar semi-skirted



4Ti-0770/C - 4Ti0771

FrameStar FastPlate 96



4Ti-0910/C - 4Ti0911

COMPATIBILIDAD

Termocicladores PCR estándar	4ti-0730	4ti-0770	4ti-0910
Veriti 0,1 ml 96 well Block			✓
Veriti 0,2 ml 96 well Block	✓	✓	
GeneAmp 2700/2720	✓	✓	
GeneAmp 9600	✓	✓	
GeneAmp 9700	✓	✓	
GeneAmp 9800 FAST Block			✓
Termocicladores QPCR			
7000/7300	✓	✓	
7500/7700/7900	✓	✓	
FAST 7500/7900/7900HT			✓
7900HT	✓		
StepOne Plus			✓
ViiA			✓
Secuenciadores			
3100 Genetic Analyser	✓	✓	
3130 Genetic Analyser	✓	✓	
310 Genetic Analyser	✓	✓	
3500 Genetic Analyser	✓	✓	
3500/3500XL	✓	✓	
3700 DNA Analyser	✓	✓	
3730/3730XL DNA Analyser	✓	✓	

Pocillos transparentes/Marco Natural

Código	Presentación	OFERTA
4TI-0730/C	50 placas	CONSULTAR
4TI-0910/C	50 placas	CONSULTAR
4TI-0770/C	50 placas	CONSULTAR

Pocillos transparentes/Marco Colores

Código	Presentación	OFERTA
4TI-0730/#	50 placas	CONSULTAR

#: B=azul, G=verde, R=rojo, X=negro, Ø=Violeta

Pocillos Opacos Blancos/Marco Natural o Negro

Código	Presentación	OFERTA
4TI-0731*	50 placas	CONSULTAR
4TI-0911**	50 placas	CONSULTAR
4TI-0771**	50 placas	CONSULTAR

*Marco Negro
**Marco Natural

MADRID

Tel.: 91 444 06 62 ; Fax: 91 594 02 82
ecogenm@ecogen.com

www.ecogen.com


BARCELONA

Tel./Fax: 902 450 260
ecogen@ecogen.com

Placas 96 pocillos


- Un sólo componente (polipropileno)
- Diseño de pared fina para Fast PCR
- Producción en sala blanca
- Autoclavables, libres de DNA, RNAsas y DNAsas
- Color blanco disponible (QPCR)
- Código de barras opcional (sólo 4ti-0760)
- Diseño optimizado para sellado adhesivo y tapones
- **Divisibles en secciones de placa (tiras de 8 tubos)(sólo 4ti0750/TA)**

96 well plate, semi-skirted




4Ti-0760

96 well plate, non-skirted, divisibles



4Ti-0750/TA

96 well plate, non-skirted



4Ti-0750

COMPATIBILIDAD

Termocicladores PCR estándar	4ti-0750	4ti-0750/TA	4ti-0760
Veriti 0,2 ml 96 well Block			✓
GeneAmp 2700/2720	✓	✓	✓
GeneAmp 9600	✓	✓	✓
GeneAmp 9700	✓	✓	✓
Termocicladores QPCR			
7000/7300			✓
7500/7700/7900			✓
Secuenciadores			
3100 Genetic Analyser	✓	✓	✓
3130 Genetic Analyser	✓	✓	✓
310 Genetic Analyser	✓	✓	✓
3500/3500XL			✓
3700 DNA Analyser	✓	✓	✓
3730/3730XL DNA Analyser	✓	✓	✓


Placas 96 pocillos color natural grid negro (letras de filas y nº de columnas en negro)

Código	Presentación	OFERTA
4TI-0750	50 placas	CONSULTAR
4TI-0750/TA	50 placas	CONSULTAR
4TI-0760	50 placas	CONSULTAR


Placas 96 pocillos color blanco

Código	Presentación	OFERTA
4TI-0750/W	50 placas	CONSULTAR
4TI-0761	50 placas	CONSULTAR

Films selladores y tiras de tapón




4TI-0500



4TI-0565



4TI-0560



4TI-0550



4TI-0751/4TI-0752

Código	Descripción	Presentación	OFERTA
4TI-0500	Adhesive PCR Seal	100 hojas	CONSULTAR
4TI-0565	Q-Stick™ Optical Adhesive por aPCR (96 wells)	100 hojas	CONSULTAR
4TI-0560	qPCR Optical Adhesive Seal	100 hojas	CONSULTAR
4TI-0550	Adhesive PCR Foil (Aluminum)	100 hojas	CONSULTAR
4TI-0751	Strips of 8 flat optical caps	300 strips	CONSULTAR
4TI-0752	Strips of 8 domed caps	300 strips	CONSULTAR

Distribuidor Local